



28 febbraio
1 marzo
2025

Corso pratico di splintaggi parodontali reversibili

La stabilizzazione di settori anteriori e/o posteriori con mobilità di grado 2 e 3

Rigidi, Individualizzati, Detergibili, Reversibili e Stabili nel tempo





Presentazione

del corso

Questo corso esclusivo, nasce dall'esperienza condivisa con il Dr. Guerino Paolantoni, per scoprire le tecniche avanzate di splinting dei denti con mobilità aumentata di grado 2 e 3, sia nei settori anteriori che posteriori, nei pazienti parodontali.

Il corso è finalizzato a preparare il clinico, attraverso una intensa fase pratica, a realizzare su modelli che replicano le situazioni parodontali più comuni, splint dalla forma e dimensione adatti ad aiutare lui ed il paziente nelle fasi terapeutiche. Comprendere il razionale alla base della scelta delle forme da realizzare e rendere gli splint stabili nel tempo attraverso modifiche della forma o delle quote di composito.

Cosa Aspettarsi:


- **Tutor Esperti:** I partecipanti saranno guidati da tutor esperti nella realizzazione degli splint sui modelli.
- **Pratica di Modellazione:** Realizzazione pratica dei fili personalizzati per i casi clinici più comuni
- **Pratica di Bondaggio:** Realizzazione pratica delle fasi di bondaggio con distribuzione adeguata della resina composita.
- **Varianti Estetiche:** Esplorazione di varianti estetiche per i settori anteriori.
- **Individuazione** dei dispositivi ortodontici più idonei in base al grado di malattia parodontale.

Questo corso rappresenta un'opportunità unica per approfondire le tue competenze e offrire soluzioni innovative ai tuoi pazienti parodontali.



OBIETTIVI

- **Stabilità:** Imparare a creare splint che garantiscano immobilità dentaria a lungo termine, anche in caso di parodonto ridotto.
- **Rigidità e Funzionalità:** Scoprire come realizzare splint rigidi per supportare le fasi terapeutiche e le necessità quotidiane del paziente.
- **Detergibilità:** Apprendere tecniche per realizzare forme che non rendano complesse le manovre per l'igiene orale, sia professionale che domiciliare.
- **Reversibilità:** Assicurare la reversibilità degli splint per poter ripristinare l'integrità dentaria post-trattamento.



Programma

- **La funzione degli splint in odontoiatria partendo dall'ortodonzia:**
Analogie e differenze che rendono uniche le applicazioni degli splint
- **Merceologia dei fili e selezione in rapporto alle loro caratteristiche fisiche ed alle necessità d'uso**
- **La modellazione dei fili tondi e rettangolari finalizzata alla realizzazione degli splint:**
quali pinze usare,
come lavorano le pinze nella piega fili

ESERCITAZIONE PRATICA:

Realizzazione di splint rigidi con filo rettangolare in acciaio ad andamento a step settori anteriori e posteriori

Realizzazione di splint semirigidi con filo intrecciato ad andamento lineare

Programma

- **I vari tipi di splint (classificazione) e relative indicazioni**
- **La forma da dare allo splint in rapporto alle condizioni parodontali (mobilità e distribuzione del parodonto residuo)**
- **La posizione migliore degli splint nei settori anteriori e nei settori posteriori**
- **La scelta del composito e la sua distribuzione in funzione della detergibilità e della resistenza al carico**
- **I carichi occlusali che possono interferire con la stabilità degli splint**
- **Le fasi di bondaggio ed il successivo controllo**
- **La verifica funzionali dei carichi occlusali dell'occlusione: l'occlusal adjustment**



A CHI È RIVOLTO IL CORSO:

- **Odontoiatri**
 - **Ortodontisti**
 - **Igienisti**
 - **Odontotecnici**
- Che desiderano modellare su impronte e/o direttamente su paziente fili ortodontici sufficientemente rigidi e successivamente bondare in modo tale da ridurre la mobilità ingravescente di denti e/o gruppi di denti con finalità terapeutica per un periodo temporaneo laddove sussistano necessità specifiche indicate dalla parodontologia

INFO UTILI



MATERIALE FORNITO

SILLABO (da completare con appunti)

TYPODONT (da restituire a fine corso)



COSTI

Il costo del corso è di € 750 + iva 22% per un totale di **€ 915**

Il pagamento verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

Acconto € 100 + iva (€ 122) al momento dell'iscrizione

Saldo € 650 + iva (€ 793) una settimana prima dell'evento



ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link:

[MODULO PRENOTAZIONE
ORTHOSPLINT](#)

Le iscrizioni saranno ritenute valide SOLO se accompagnate dalla ricevuta di avvenuto pagamento dell'acconto da inviare tramite mail a formakeinfo@gmail.com o Whatsapp



SEDE

[STUDIO MARINO MUSILLI](#)
[Via Luigi Cacciatore, 57](#)
[SALERNO](#)

MATERIALE NECESSARIO

a carico del partecipante

FILI IN BARRETTE

Filo acciaio .016" x .022"

Filo intrecciato .0195"

STRUMENTI

Attrezzo di utilità

Pinzetta odontoiatrica e specillo

Pinza utilitaria di Weingart

Pinza a becco d'uccello per fili leggeri

Tronchese distale con tenuta di filo

Pennarello indelebile

Composito flowable (suggeriti: Titan Flow Intra-Lock, Filtek flow Supreme flow 3M, Tetric flow EVO Ivoclar Vivadent G-aenius Flow GC - stantuffo rosso - , Clearfil Majesty Flow Kuraray -non il tipo ES-)

